



Evondos® medisineringsjeneste

Din støtte
i hverdagen

evondos®

Evondos® Anna er en tjeneste for deg som ønsker trygg medisinerings og en mer selvstendig hverdag.

Litt mindre å huske på

Du får en egen medisindispenser som minner deg på å ta medisinen. Helsepersonell vil ringe deg opp via medisindispenseren sin store skjerm, og du vil kunne se og snakke med helsepersonell.

Riktig medisin til riktig tid

Medisinene som fylles på dispenseren er ferdig pakket i poser, og dispenseren kontrollerer at det er dine medisiner som fylles på. Dispenseren oppbevarer medisinerne dine trygt, og fungerer som et låst medisinskap. Den deler ut medisiner etter klokkeslettet på medisinosene. Ønsker du å få justert tidspunktene, slik at de passer din hverdag bedre, kan du ta kontakt med helsepersonell som vil hjelpe deg.

Videokommunikasjon

Når det er tid for å ta medisiner, vil helsepersonell ringe deg via dispenseren. Du blir da varslet med både lydsignal, og tydelig bilde på skjermen. I samråd med helsepersonell blir dere enige om du selv aktivt skal svare på oppringningen ved å trykke på skjermen, eller om videosamtalen skal besvares automatisk etter et visst antall ring.

Når videosamtalen har startet, og du er i samtale med helsepersonell, vil medisinen bli delt ut fra medisindispenseren. Medisinene kommer ut når du trykker på knappen som lyser grønt. Når du har trykket på knappen kommer den riktige medisinosen ut. Medisinosen har fått et lite snitt på siden, slik at den er enkel å åpne.



Hva skjer om du glemmer medisinen?

Evondos®-tjenesten har et administrasjonssystem der helsepersonell kan følge med på at du får medisinerne dine til riktig tid. Dersom du ikke får en dose innenfor medisintidsvinduet, vil helsepersonell bli varslet om dette, og dosen går ned i dispenserenes skuff for utelatte medisiner. Neste dose vil bli tilgjengelig som normalt.



Under videosamtalen vil helsepersonell assistere deg gjennom medisineringen.



1

Trykk på den grønne knappen.



2

Ta medisin-
posen



3

Åpne posen.



4

Ta ut
medisinen.



5

Ta medisinen
med et glass
vann.

*Helsepersonell avslutter
videosamtalen.*

evondos®

støtter din selvstendighet

Evondos.no
Forskningsparken Oslo
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
+47 22 60 00 19